



BUTIMERIN® Pasta

BENCETONIO CLORURO 0,75% CLOROTIMOL 0,075%

Venta libre en condiciones reglamentarias
Industria uruguaya

Pasta
Uso tópico dérmico

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de BUTIMERIN® Pasta contiene:

Bencetonio cloruro	0,75 g
Clorotimol	0,075 g
Excipientes	c.s.

FARMACOLOGÍA

Estimulante de la cicatrización - Bactericida - Demulcente.

El Bencetonio cloruro es un detergente catiónico. Tiene acción antiséptica sobre la piel y mucosas y posee además propiedades humectantes y detergentes. Actúa sobre bacterias gram positivas y negativas, hongos, protozoarios y virus.

El Clorotimol completa la acción antiséptica, con la ventaja de que su acción farmacológica no se ve afectada por materias orgánicas.

INDICACIONES

Tratamiento de toda herida o lesión cutánea, activando el proceso de cicatrización.

Cirugía general y plástica: Fístulas cutáneo-mucosas. Heridas con cicatrización tórpida o supuradas, úlcera varicosa, escaras de decúbito.

Obstetricia: Episiotomías, acné gravídico, grietas del pezón.

Clinica y Dermatología: Úlceras varicosas, diabéticas y vasculares. Epidermodermitis microbianas. Hidrosadenitis. Eczemas infectadas. Intertrigos. Impétigos.

POSOLOGÍA Y FORMA DE EMPLEO

En las dermatitis bacterianas: aplicar la pasta cada 12 hs., pudiendo efectuarse una antisepsia previa con BUTIMERIN® Solución.

En las grietas del pezón (período de lactancia): aplicar la pasta inmediatamente después de amamantar cada vez.

En úlceras: una aplicación cada 48 o 72 hs.

Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

REACCIONES SECUNDARIAS

Puede provocar una reacción alérgica local en pacientes hipersensibles. Excepcionalmente puede producir escozor, ardor o dolor moderado y fugaz en las úlceras.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No debe aplicarse a pacientes con antecedentes de sensibilidad alérgica a alguno de sus componentes.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Toxicología (CIAT), tel. 1722.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 5, 20 y 40 g.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C.

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Nomb. Producto:	BUTIMERIN Pasta	Presentación:	PROSPECTO
Cód. EAN:		Cód. Interno:	qa30213-002
Tintas CMYK:		Sustrato:	OBRA 56 - 60 g
Tintas Pantone:	Reflex blue C		
Barniz:			
Troquel:	NO	Fto. 120 x 190 mm Ab.	30 x 190 mm
Aprobación:		Plegado	
			20/06/2017

Classic
Diseño & Fotografía



Gador

Laboratorio Gador S.A. N° 342
La Paz 2257 - Montevideo
Tel. 2401 64 44* - Fax: 2401 18 51
D.T. Quím. Farm. Christian Díaz
Reg. M.S.P. N° 24081 - Ley 15443

qa30213-002

